



Safe Efficient Quick

DIODE LASER

Hair Removal

Laser painless hair removal
Triple waves: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types

Este producto de depilación láser se basa en la tecnología de láser de diodo para la depilación, que es segura y eficiente.

El rayo emitido por la máquina de láser de diodo penetrará la superficie de la piel y eventualmente será absorbido por el folículo piloso y, a través de la absorción selectiva de la energía del láser, el folículo piloso se daña y ya no puede hacer crecer cabello, sin dañar el tejido circundante..

El proceso de depilación láser por congelación es sencillo y rápido, y generalmente no deja cicatrices tras el tratamiento. La depilación láser por congelación puede ser una depilación permanente, generalmente de 3 a 5 veces puede ser una depilación permanente. El láser de congelación es el método de depilación permanente más avanzado, que tiene un efecto de depilación evidente, velocidad de operación rápida, dolor leve, sin efectos secundarios en el cuerpo humano y casi sin impacto en la piel.



DIODE LASER

STRONGER SMARTER FASTER

SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
PERMANENT HAIR REMOVAL
COMFORTABLE HAIR REMOVAL

Rapid cooling, only 30s

1 minute hair removal




ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Adecuado para la depilación de todos los colores de piel, incluida la piel bronceada.

755 nm para depilación de piel blanca (pelo fino/dorado).

808 nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro) y piel bronceada.

Applicable to all treatment sites



Sistema de enfriamiento continuo ICE PLUS. El proceso de tratamiento es más cómodo.
Puede funcionar de forma continua durante 24 horas.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



¡El último diseño de complemento puede tratar partes pequeñas del cuerpo de difícil acceso, como el vello de la nariz, las cejas, la aurícula, etc.!

BEFORE AND AFTER TREATMENT

MAKE YOUR SKIN SILKY AND FULL OF CHARM!





Programa de máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Masculino y femenino, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio gratuito de programa OEM (idioma/logotipo/sistema/color...)




Parámetro técnico

Modelo	Láser de diodo D18
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE.UU., 8-16 barras
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm
Disparos	40 millones de disparos
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10HZ
Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua y aire de enfriamiento doble TEC de alta velocidad con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable

Fuerza 3500W
Tamaño del punto 12*20mm/12*35mm para elegir
Voltaje 110V/60HZ o 220V/50HZ para elegir





Podemos brindarle capacitación técnica, desarrollo de mercado y orientación sobre el alquiler de máquinas comerciales de depilación láser.
Podemos brindarle un diseño de producto personalizado y servicios personalizados para hacer que su carrera de belleza sea diferente.

Certificado por la FDA, calidad profesional.

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Exceeding Your Expectations

The Most **Professional Beauty Machine Customization Service**

MLKJ

- 24-Hour online After-sales service
- 15 Years Laser Beauty Device Manufacturer
- OEM Factories Support customization

15 años como fabricante de instrumentos de belleza, para brindarle soporte técnico y

servicios personalizados más profesionales e integrales!

Tecnología láser de diodo para la reducción del cabello Proveedor de máquinas láser de diodo aprobado por la FDA y la CE

Capacitación

- * Manual Vídeo Parámetro
- * Entrenamiento en línea
- * Profesora de Belleza respondiendo
- * Soporte a clientes locales

Servicio

- * Garantía: 2 años para la máquina, 1 año para el mango (sin límite de disparos)
- * Teléfono de Postventa para mantener el contacto.
- * Servicio OEM

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles después del pago

Forma de entrega: por vía aérea, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de vídeo e imágenes.

Garantía posterior a la entrega: 2 años, ofrece un servicio postventa impecable

Si desea saber más, ¡bienvenido a consultar! ¡7*24 horas en línea!