



1.3 ondas 1064nm diodo 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel

Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones

2. Tamaño de punto grande 12*20mm , 12*35mm; Solución de depilación facial y corporal!

3. Sistema de refrigeración: Exclusivo sistema de enfriamiento Dual-TEC, el más efectivo para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.

4. Larga vida: garantía de doble soporte vital

Mango de máquina de depilación láser de diodo :



Different spot size Handle color optional



Uso seguro en todo tipo de piel.

Speed Diode 808nm para piel amarilla

Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras

Alex 755nm para pieles claras

Programa de software

1. macho y hembra, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel configuración de software inteligente
2. 6 opciones de idioma, tu lengua materna Puede ser añadido
3. OEM servicio de programa disponible (logo/sistema...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After