





- El equipo de la máquina con condensador TECaireagua, el mejor sistema de refrigeración, mantiene la máquina en funcionamiento de forma continua.
- La máquina adopta un sistema de enfriamiento por contacto de zafiro, la temperatura del mango sería de -5-3 °C, el tratamiento es muy cómodo e indoloro.
- Bomba importada de Italia, 2 filtros, 1 para separar las impurezas, otro para ablandar el agua.
- Indicado para todo tipo de depilación con carácter indoloro y permanente.



Máquina de depilación láser diodo 1600W efecto de tratamiento.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

Introducción de la manija:

- Láser de sinterización de estaño de oro importado de EE. UU. 16 bar 1000W, tamaño deportivo 12 * 35 mm
- El mango con un potente efecto refrescante aumenta la comodidad y reduce el dolor durante el tratamiento.
- El equipo de manija con contador le muestra los pantalones cortos exactos.



- La máquina de depilación láser de diodo de 1600 W utiliza una pantalla táctil a color de 14 pulgadas.
- Opción de seis tipos de tipos de piel, fácil de operar.

Diferentes líneas eléctricas adecuadas para diferentes países y regiones.

Power cord classification



Embalaje y envío

embalaje de la máquina	Caja de aluminio con espuma para garantizar la seguridad del producto.
Antes del envío	Pruebas de máquinas
El tiempo de entrega	3-5 días hábiles después del pago
Tipo de entrega	Ofrecer servicio puerta a puerta por aire como DHL
Al recibir la mercadería	Ofrecemos servicios de corazón a corazón, garantía de 2 años de toda la máquina

PACKAGING



Built-in prevention
Collision bubble



Tight packaging



3-5 business days
delivery