

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



Más vendido

13 años de fábrica, 2 años de garantía, 102 países, más de 60 000 clientes

MLKJ——Haga que su negocio de belleza sea más fácil

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Ventajas

1.3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel

Alta potencia: NUEVO mango de 1200 W/1800 W para opciones

2. ¡Tamaño de punto grande 12*24mm, 12*36mm solución de depilación facial y corporal!

3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.


4. Larga vida: doble garantía de soporte vital

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Características de la depilación láser de diodo de platino:

- »»Seguridad: sin quemaduras en la piel, sin daños en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatrices, sin efectos secundarios.
- »»Rápido: tamaño de punto grande 12*36 mm, tratamiento eficaz y rápido en una gran área de tratamiento
- »»Depilación permanente: elimine todo el vello en todos los tipos de piel, incluida la piel bronceada.
- »»Temperatura del cristal: $\sim 5-3^{\circ}\text{C}$, reduce el dolor y aumenta la sensación de comodidad en el tratamiento.

Detalles del mango

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier




The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth






755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Manejar Larga vida útil 20-40 millones de disparos

Adecuado para la depilación láser de diodo en toda la piel del cuerpo

Buen efecto de la depilación láser de diodo de platino

Tipo de láser Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064 de 3 ondas

Mostrar Sistema de pantalla táctil de 14 pulgadas

Longitud de onda 808nm o 755/808/1064nm

tiros 40 millones de tiros

Energía 10~150 j/cm², ajustable

Frecuencia 1-10 HZ

Enfriamiento Refrigeración TEC doble

Fuerza 3000W

Tamaño del punto 12*36mm o 12*24mm para elegir

Voltaje 110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir

1) La pantalla puede agregar su propio logotipo

2) pantalla con 6 idiomas

3) diferentes partes del cuerpo para elegir, iun toque puede comenzar su tratamiento!

Certificado


Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Perfil de la empresa

1. La empresa Weifang Mingliang tiene 13 años de experiencia en la fabricación de equipos de belleza.

Customer visit



2. Contamos con un departamento de I D de producción profesional

3.Comentarios de los clientes, OEM de carcasa de máquina de soporte, OEM de sistema de máquina, puede agregar su propio logotipo...

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection

