



- 1.3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel
Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
2. ¡Tamaño de punto grande 12*20mm, 12*35mm solución de depilación facial y corporal!
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: doble garantía de soporte vital

Mango de la máquina de depilación láser de diodo:





Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Uso seguro en todo tipo de piel.

Alex 755nm para pieles claras

Speed Diode 808nm para piel amarilla

Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras

Treatment effect



Programa de software

1. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
2. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
3. Servicio de programa OEM disponible (logotipo/sistema...)

