



## Características

1. Sin lesiones en la piel y el folículo piloso; sin riesgo de cicatrices.
2. Alta tecnología láser de voladura instantánea, estándar internacional de producción, prueba técnica estrictamente.
3. Mecanismo de casete Q-switch de piedra importada, todo el láser sólido, sin reemplazar Q-switch.
4. Tratamiento indoloro, poco efecto secundario.
5. Fácil de operar.



## Selección de color

Podemos personalizar los colores que necesite según sus necesidades.

# Product **Features**



## **Mango láser ND YAG**

**1064 nm longitud de onda: deshacerse de las pecas y la mancha marrón amarillenta, tatuaje de cejas, tatuaje de línea de ojos fallida, tatuaje, marca de nacimiento y nevo de Ota, pigmentación y mancha de edad, nevo en negro y azul, rojo escarlata, café intenso, etc.**

**532 nm longitud de onda: deshacerse de las pecas, tatuajes de cejas, tatuajes de líneas de ojos fallidos, tatuajes, líneas de labios, pigmentos, telangiectasias en rojo, marrón y rosa superficial, etc., de color claro. eliminación de pigmentos.**

**1320 nm Profesional para el rejuvenecimiento de la piel y la limpieza profunda del rostro, eliminación de puntos negros, estiramiento y blanqueamiento de la piel, rejuvenecimiento de la piel.**

# 5 therapeutic **Heads**

- 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line
- 1320: black-faced doll whitening and whitening skin
- Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable  
532nm



Adjustable  
1064nm



Black doll  
1320nm



Fixed  
532nm



Fixed  
1064nm

# Working Principle



# Treatment **Effec**

Tattoo removal

Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal

Lipline removal






La pantalla de la máquina del retiro del tatuaje del laser del yag del ND, acepta el servicio del OEM

## SCREEN IMAGE



# Machine **Parts**



# Product **Advantages**

