



مزیت لیزر 1064 808 755 نانومتری لیزر موهای زائد دایود

1. نانومتر از فناوری. 755 808 1064.
2. برای رفع انواع پوست و موهای زائد.
3. موثر برای فولیکول های مو تولید تجمع گرما، حذف دائمی بدون درد.
4. تقریباً بدون پراکندگی پوست، بدون آسیب به پوست و غدد عرق، بدون اسکار، بدون هیچ گونه عارضه جانبی
5. سیستم خنک کننده 3 در 1: خنک کننده هوا خنک کننده آب خنک کننده در 1 سیستم. 24 ساعت قابلیت کار 3 TEC
6. اندازه نقطه بزرگ 12 * 35 میلی متر، کاهش زمان درمان برای 1/5 اصلی
7. لوگو و زبان را به صورت رایگان اضافه کنید

...مناسب برای موهای ناخواسته در نواحی مانند صورت، بازوها، زیر بغل، سینه، پشت، بیکینی، پاها
 همچنین دارای بازسازی و سفت کننده پوست به طور همزمان است.



توضیحات محصول



The image displays the product's features and the main unit. On the left, three numbered callouts describe key features: 1) A 3-wavelength diode laser with 755nm, 808nm, and 1064nm wavelengths. 2) Two handle options: a white one with a yellow tip (12*20mm²) and a black one (12*35mm²). 3) The TECPlus cooling system for a comfortable experience. On the right, the main black machine is shown on wheels with a monitor displaying a group of people.

1 3wavelengths diode laser
755+808+1064

2 Bigsoptsize
12*20mm²
12*35mm²

3 TECPlus
Cool and comfortable experience

جزئیات دسته:

1) لیزر دایود موهای زائد بدون درد است

2) حذف دائمی موهای زائد ایمن در انواع پوست

3) کریستال یاقوت کبود خنک کننده یخ منجمد، برای حذف موهای زائد بدون درد


فرآیند درمان بدون درد و راحت با یخ

Different spot size Handle color optional



از بلمپ فشار بالا وارداتی ایتالیا، 40000000 طول عمر بیشتر استفاده کنید 1)

(2) 2 فیلتر، 1 فیلتر برای آب نرم، 1 فیلتر برای ناخالصی جدا.
 (3) قدرت بالا، انرژی قوی، اثر حذف موی خوب را دریافت کنید.



طراحی دسته جدید

فناوری 1064 808 755 نانومتر
 اندازه نقطه 12 * 20 میلی متر، 10 میله 1000 وات یا 12 میله 1200 وات
 اندازه نقطه 12 * 35 میلی متر، 16 میله 1600 وات.
 مناسب برای انواع پوست و مو.

Treatment Effect



! 24!!