

1. .00 0 0000 00000 0000 00000 0000 00000
 000 0000 36 * 12 0000 0000 0000 24 * 12 0000 0000000 :00000 .2
 000 000 0000 00000 000 0000 00000 00000 10-1 0000000 :00000 00000 .3.
 00000000 00000000
 00000000 00000000 00 0000
 000 0000 0 0000 000 000000 000000



● 1064nm 808nm 755nm 三種の波長を備えた冷却レーザー

● 冷却レーザーの照射面積は24*1.12mm、808nmの照射面積は36*2.12mmと広範囲にわたって冷却が可能。

● 冷却レーザーの波長は1064nm、808nm、755nmの3種類あり、それぞれの特徴は以下の通り。

755nm：冷却レーザーの波長は755nmと短波長で、冷却効果が高く、皮膚の深部にまで届く。
 808nm：冷却レーザーの波長は808nmと中波長で、冷却効果が高く、皮膚の深部にまで届く。
 1064nm：冷却レーザーの波長は1064nmと長波長で、冷却効果が高く、皮膚の深部にまで届く。

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

1800 15 1200 10 :

* () .

50-20 :

1064 808 755 *nm



1) .

14

2

3 OEM: