



# Soprano ICE PLATINUM

Medical beauty machine

Medical diode laser hair removal  
For all skin types,  
triple wavelength laser work together

.සමස්ත මිලට සමස්ත මිලට සමස්ත මිලට  
 සමස්ත මිලට මිලට සමස්ත මිලට සමස්ත මිලට \*  
 සමස්ත මිලට මිලට සමස්ත මිලට \*  
 සමස්ත මිලට \*  
 .මිල මිල සමස්ත මිලට සමස්ත මිලට \*  
 සමස්ත මිලට 1064 808 755 මිලට සමස්ත මිලට 808 මිලට මිලට මිලට \*.

**350g**  
Ultra light handle




12×36mm  
**Handle**  
1800W diode laser hair removal



12×24 mm  
**Handle**  
1200W diode laser hair removal

මිලට මිලට සමස්ත මිලට මිලට මිලට සමස්ත මිලට **1064** සමස්ත මිලට **808** සමස්ත මිලට **755** මිලට සමස්ත මිලට මිලට මිලට මිලට මිලට.

755 .(fine/golden hair removal) Alex  
 808nm .(brown hair removal) Speed  
 .(black hair removal) 1064 YAG  
 hair removal device




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison

