

توضیحات محصول

مزایای



امواج 1064 نانومتر دیود 808 نانومتر 755 نانومتر 3 در 1 برای تمام انواع پوست قابل 1.3 استفاده است

برای آپشن ها W/1200W/1600W قدرت بالا: دسته جدید 1000

2. اندازه نقطه بزرگ 20*12 میلی متر ، 12 * 35 میلی مترراه حل رفع موهای زائد صورت و بدن!

3. سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده منحصر به فرد Dual-TEC، برای اطمینان از

کار دستگاه در تمام طول روز، 24 ساعت بدون توقف.

4. عمر طولانی: ضمانت پشتیبانی دو برابر زندگی

: دسته دستگاه لیزر موهای زائد دایود



Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

استفاده ایمن در تمام انواع پوست

الکس 755 نانومتر برای پوست روشن
دیود سرعت 808 نانومتر برای پوست زرد
پالس بلند 1064 نانومتری برای پوست تیره تر

Treatment effect



برنامه نرم افزار

1. مرد و زن، 6 عضو بدن، 6 نوع پوست تنظیم نرم افزار هوشمند.
2. 6 گزینه زبان، شما زبان مادری می توان اضافه کرد
3. (سرویس برنامه در دسترس (لوگو/سیستم OEM.



نام محصول	دستگاه لیزر یخ پلاتین موهای زائد
نوار لیزر	آلمان/آمریکا وارداتی، 8 بار، 10 بار، 12 میله، 16 میله
طول موج	نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر/ یا تک 808 نانومتر 755
انرژی	0-150J/cm2
فرکانس	هرتز 1-10
عرض پالس	