

## **Avantages**

- \* Barre laser importée des États-Unis ou de l'Allemagne 8——16bar.
- \* Plus de 50 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- $\ast$  3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés








## **DIODE LASER**

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



À propos de la poignée

1200w, 1800w grande puissance pour le libre choix Taille de spot 12\*20 ou 12\*35mm

- \* Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- \* Avec voyant lumineux, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)

SPEED 810nm

For yellow neutral skin
(brown hair removal)

YAG 1064nm For black skin (black hair removal)

## · Cooling effect ·

The handle is frosted for one minute, making your treatment more comfortable and painless





Suitable for hair removal on any part of the body, Such as arms,legs, face, armpits, back, chest, etc.


















Modèle 808V30

Type de laser Allemagne/États-Unis importés, 8----16 bars, 800W----1600W

Affichage Écran tactile 14 pouces 4K

Longueur d'onde 808nm ou 755nm 808nm 1064nm

coups 50 millions de coups Énergie 10~150 j/cm2, réglable

La fréquence 1-10HZ

Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée à double

Refroidissement refroidissement TEC haute vitesse avec température de refroidissement

du semi-conducteur réglable

Du pouvoir 3500W

Taille du spot 12\*20mm ou 12\*35mm pour choisir Tension 110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

Poids net 95Kg Poids brut 105Kg

## **Premium OEM Factories**

High-performance manufacturing capacity R&D capability for customization Professional certifications and approvals



Pour plus de détails sur le modèle, veuillez nous contacter! En ligne 24 heures !!