





## Avantages


- 1.3 vagues Yag 1064nm Diode 808nm Alex 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé  
Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options
2. Grande taille de point 12 x 20 mm, 12 x 38 mm, solution d'épilation du visage et du corps.
3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
4. Longue durée de vie : double garantie de support de vie



**A** natural



**B** energy absorbed by hair



**C** hair follicle died

### **Utilisation sûre sur tous les types de peau**

Alex 755nm pour peau claire

Speed Diode 808nm pour peau jaune

Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée


# Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




**12\*20mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



## Caractéristiques et laser à diode

Barre 1.Laser: barre laser importée de la marque US Coherent / Dilas2. 3 ondes : 755nm  
808nm 1064nm 3 en 1

3. Taille de tache : 12\*20mm, 12\*35mm

4. Puissance : Haute puissance 1000W 1200W 1600W & OEM

3. Refroidissement : le démarrage du super refroidissement est gelé en 1 minute, 24 heures  
pour continuer le travail



## Garantie sans douleur

Système de refroidissement Super TEC. Refroidissement rapide 1 minute gelé. Température la plus basse -22 °C

# Before and After

Treatment comparison



## Programme informatique

1. Démarrage facile : basé sur les parties du corps masculin et féminin/6, ajoutez 6 types de peau pour définir un logiciel intelligent.
2. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
3. Service de programme OEM disponible (logo/système...)

# Custom Section

## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design



## CERTIFICATE DISPLAY

