



MLKJ LIFETIME SERVICE

FIRST COMPANY THAT OFFERED 2 YEARS WARRANTY

START SERVICE

1



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

Première entreprise qui a offert deux ans de garantie ☐ Service à vie.

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



Retournation cutanée Corps laser et visage Slimming Machine Système de rajeunissement de la peau 11d Échographie focalisée 11d Hifu

[Description des produits](#)

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

Non-Surgical Treatment Of Face Lifting, Body Firming And Body Contouring System!



SIZE OF CARTRIDGE

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

EXFU Seiko

Smarter and safer screen system

With recommended treatment plan , Easily grasp the treatment method
Treatment is safer and simpler



Utilisez des échographies à haute énergie en se concentrant sur la position de traitement, afin que les tissus cutanés créent le thermique et font des cellules de frottement à grande vitesse pour stimuler le collagène. Un tel effet thermique ne nuira pas à l'épiderme, car le traitement à l'accès rapide et direct au site de traitement en 0 à 0,5 seconde, sans toucher le tissu environnant et peut être transmis directement au système de membrane d'essai superficiel (SMA), afin qu'il puisse être fait une peau ferme tout en tirant la couche musculaire, un visage mince jusqu'à l'effet progressif.

MF2.0MM Unique ultra-thin probe Clexis patented technology


"Special cartridge for eyes treatment"



Accurate target focusing



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modèle	Échographie focalisée du dispositif de thérapie 7D
Nom	Échographie focalisée à haute intensité

Poignées	Facial: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm 7d HF: MF2 / 6/9/13 L4-4.5 L7-1,5 L7-3.0
Sortie d'énergie	0,1J-2,5J (0,1J par étape)
Espace entre le point	1,0 mm-4,0 mm
Longueur de tir	5 mm-25 mm
coups de feu	Chaque cartouche 300000 coups
Taille d'écran	15 pouces
Tension	110V-240V, 50 / 60Hz

FEATURES

Remove Fine Lines

Body Slimming

Fat Removal

Anti Neck Profile

Remomove Lip Lines

Take Away Nasolabial Folds

Dilute Bitter Lines

Eliminate Forehead Wrinkles

EXFU

SMART SYSTEM

GET TO WORK WITH ONE CLICK



Couleur tactile Screapsin-Skin rajeunissement

1. Écran tactile de 15,6 pouces, conçu humanisé
2. Mâles / femelles, parties du corps, 6 types de peau pour l'option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo / système...)

Bienvenue pour consulter plus de détails sur les produits!