



# ***C2 Vertical Magnetic Thin***

**Painless, sweat-free, convenient and fast**

# Multi-angle display



Simpler, higher smile  
No diet, no exercise







## Comment fonctionne cette machine ?

Il adopte un électromagnétique pulsé à haute intensité pour développer les muscles et tonifier l'abdomen, les bras, les jambes et les fesses.

# Bodybuilding fat burning Get in shape easily



Simpler, higher smile  
No diet, no exercise



## MUSCLE SHAPING MACHINE



### Renforcement musculaire

Les contractions supramaximales intensives stimulent la réaction des muscles. L'énergie reconstruit la structure interne, provoquant la repousse des cellules musculaires, la création de chaînes de protéines et de fibres musculaires. Cette procédure conduit les résultats dans une densité et un volume musculaire plus élevés.





Une variété de styles et de spécifications peuvent être sélectionnés

#### Élimination des graisses

Le renforcement musculaire améliore la libération d'épinéphrine, ce qui apporte un effet évident qui conduit à une supramaximale lipolyse dans les cellules graisseuses.

#### Amélioration de la circulation lymphatique

Les ondes électromagnétiques stimulent l'hémoglobine, augmentent le flux sanguin, la circulation lymphatique. La procédure augmente l'élimination naturelle des cellules graisseuses mortes.

#### Haute intensité


TeslaSculpt basé sur une énergie magnétique de haute intensité, qui pourrait couvrir de gros muscles squelettiques du corps humain, et ce niveau d'énergie élevé permet une réponse musculaire avec un remodelage profond de sa structure interne.

# Working principle

Using non-invasive High-Intensity Focused Magnetic Vibration (HIFEM) technology, Magnetite uses two oversized treatment handles to release high-frequency magnetic vibration energy, which penetrates to a depth of 8cm muscle tissue, induces continuous expansion and contraction of muscles, and achieves high-frequency extreme training, deep remodeling and growth of myofibrils (muscle enlargement), and the production of new collagen chains and muscle fibers (muscle hyperplasia), thereby training and increasing muscle density and volume.

The 100% extreme muscle contraction of HIFEM technology can trigger a large amount of fat breakdown. The fatty acid concentration is too high, causing the fat cells to die and be excreted by the body's normal metabolism within a few weeks.

Therefore, Magnetic Lisu can strengthen and increase muscle, and at the same time achieve the effect of reducing fat.



Stimulation plus forte

La bobine à double couche génère des effets électromagnétiques à haute intensité plus profonds et plus puissants.

Technologie de refroidissement liquide

TeslaSculpt équipé d'applicateurs refroidis par liquide qui permettent un fonctionnement de longue durée sans aucun problème de surchauffe. 4 Applicateurs de Stimulation Magnétique pour traiter toutes vos préoccupations indépendamment ou simultanément.

# Effect comparison



machine minceur  
machine de sculpture em à vendre

em machine mince  
machine de sculpture du corps ems  
machine de beauté amincissante pour le corps ems  
machine amincissante pour le corps ems

**Veillez nous consulter pour plus de détails sur le produit  
24 heures en ligne !**