

Aidez déjà plus de clients de 102 pays à faire de bonnes affaires.

Différents modèles à choisir.

Description du produit




Avantages


- 1.3 vagues Yag 1064nm Diode 808nm Alex 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé
Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options
2. Grande taille de point 15 x 25 mm, 12 x 20 mm, 12 x 38 mm, solution d'épilation pour le visage et le corps.
3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
4. Longue durée de vie : double garantie de support de vie



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Utilisation sûre sur tous les types de peau

Alex 755nm pour peau claire

Speed Diode 808nm pour peau jaune

Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Caractéristiques et laser à diode

Barre 1.Laser: barre laser importée de la marque US Coherent / Dilas

2. 3 vagues : 755nm 808nm 1064nm 3 en 1

3. Taille de tache : 12*20mm, 12*35mm

4. Puissance : Haute puissance 1000W 1200W 1600W & OEM


3. Refroidissement : le démarrage du super refroidissement est gelé en 1 minute, 24 heures pour continuer le travail

Programme informatique

1. Démarrage facile : basé sur les parties du corps masculin et féminin/6, ajoutez 6 types de peau pour définir un logiciel intelligent.

2. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée

3. Service de programme OEM disponible (logo/système...)



**Pour plus de détails sur le modèle, veuillez nous contacter!
En ligne 24 heures !!**