

EXFU·FIND S

COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Stimulateur musculaire ems électromagnétique à haute intensité Machine à brûler les graisses du ventre électromagnétique

PRESET MAN

WORKOUT PROGRAM

HIT HYPERTROPHY Strength Combo 1 Combo 2

Level Time

READY

14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Conception innovante de démarrage en un clic Peut vous aider à personnaliser le système d'écran/la langue/l'apparence

PRODUCT PARAMETERS



Comment fonctionne teslasculpt ?

1. Le fichier électromagnétique à haute intensité passe à travers les vêtements et la peau dans votre corps.
2. Comme l'exercice, il déclenche les nerfs moteurs et excite la contraction musculaire.
3. Et vous aurez envie de faire un entraînement intensif.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency** and **HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS -30%
Fat
on average*



+25%
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.

Une séance (30 minutes/traitement, 4 traitements en 2 semaines) :

1. Intensité de 7 Teslas
2. 16 % de renforcement musculaire/19 % de réduction de graisse
3. Équivalent à 20 000 redressements assis/50 000 contractions musculaires
4. Double sculpture pour la même personne / personne différente en même temps
5. Durabilité 24h/24 et 7j/7 avec efficacité de refroidissement par recyclage de l'eau
6. Interface utilisateur intuitive et conviviale avec programme par défaut et manuel
7. Aucun opérateur/préparations nécessaires/temps d'arrêt

2 poignées magnétiques

Fonctionnalité: Perte de poids, autre, Raffermissment de la peau, Réduction de la cellulite

Stimulation musculaire Ems Stimulateur musculaire électromagnétique à haute intensité amincissant la machine



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Certificat	MDRCE, ce, ISO13485, autre, ISO9001, MDDCe
Fonctionnalité	Perte de poids, autre, Raffermissment de la peau, Réduction de la cellulite
Application	Pour le commerce
Service après-vente fourni	Pièces de rechange gratuites, Assistance en ligne, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Assistance technique vidéo, autre, Service de maintenance et de réparation sur le terrain
Fonctionnalité	Perte de poids, raffermissment de la peau, réduction de la cellulite
Fonction	Corps Minceur
Technologie	Électromagnétique pulsé à haute intensité
Service après-vente fourni	Pièces de rechange gratuites, support en ligne, support technique vidéo

Contactez-nous! Apprendre encore plus!