



Avantage produit : rajeunissement de la peau

La poignée IPL utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 prises de vue. Taille du spot 15*50mm. Les performances de refroidissement sont excellentes.

Il utilise un écran tactile LCD couleur super sensible de 8,4 TFT, la configuration de tous les paramètres peut être terminée facilement ici.

Ajoutez votre propre Logo et langue dans la machine.

conten



À propos de la poignée

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Convient à tous les types de peaux, résultats de traitement très efficaces.



Rajeunissement de la peau de l'écran tactile couleur de 8,4 pouces

1. Grand écran tactile de 8,4 pouces, conçu de manière humanisée

2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu

8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:

5 options for skin treatment



IPL mode:

operation interface




Multi-language screen:

6 languages for your choice



System setting



System setting

Informations sur la taille

Sonde	IPL : lampe britannique importée de 15 * 50 mm
Longueur d'onde	420/510/560/585/640/690/755nm
Durée de vie	150 000 à 30 000 coups
Filtrer	Écran tactile coloré de 8,4 pouces
Système de refroidissement	1200W TEC Refroidissement Refroidissement par air Refroidissement par eau Système 3 en 1
garantie	2 ans pour la machine
Prise de courant	États-Unis, UE, AU, 110 V et 220 V
Lester	30KG
Logo	Ajouter un logo gratuitement
Langue	N'importe quelle langue comme la vôtre

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation