

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




Avantages

- 1.3 ondes 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé haute puissance : NOUVELLE poignée 1200W/1800W pour les options
 - 2. Grande taille de point 12 x 20 mm, 12 x 36 mm, solution d'épilation du visage et du corps.
 - 3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
 - 4. Longue durée de vie : 40 millions de coups
- Service personnalisé pour tous les styles toutes les couleurs comme vous le souhaitez

Fonction du laser à diode

Les 3 vagues fonctionnent dans le même manche en même temps
755nm pour les peaux blanches (cheveux fins et dorés)
808nm pour peau jaune/neutre
1064nm pour les noirs (cheveux noirs)



Super effet de refroidissement de la glace, le traitement indolore est plus confortable



Machine Display




Écran d'affichage

1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu humanisé
2. Mâle/femelle, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Spécifications détaillées de la diode laser glace platine

Item	Laser à diode verticale 755 nm 808 nm 1064 nm
Type de laser	Diode laser, 10 barres, 12 barres, 16 barres
Puissance de chaque barre	120w
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm/755nm/1064nm
Taille du spot	12*24mm² 12*36mm²
Durée de vie de la poignée laser	Max 40 000 000 coups
Énergie	10-150 J/cm2 réglable (jusqu'à 150J/cm2 en option)
Durée de pouls	10 ~ 400 ms réglable
Fréquence	1,0-10 Hz ;
Système de refroidissement	Condenseur à semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée
Manipuler la puissance	1000w/1200w/1600w
Puissance des machines	2000w
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ
Température cristalline	-20~5°C
Température de l'appareil	Température constante de 24°C

Puissance requise
Poids brut

AC220V/110V 50~60Hz
80KG

Notre usine

FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

Home Food Drugs Medical Devices Radiation-Emitting Products Vaccines, Blood & Biologics Animal & Veterinary Cosmetics Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home Medical Devices Databases

CDRH SuperSearch


510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

[New Search](#) [Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD
	No. 13426, Yuying Street, High-Tech District, Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District, Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	879.4810
Classification Product Code	QEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design

