

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ Meilleure machine d'épilation au laser commerciale.

Selon le principe de la photothermodynamique sélective, la longueur d'onde du laser, l'énergie et la largeur d'impulsion peuvent être correctement ajustées pour faire passer le laser à travers la surface de la peau jusqu'au follicule pileux. L'énergie lumineuse est absorbée et convertie en énergie thermique qui détruit le tissu du follicule pileux, rendant ainsi les cheveux incapables de se régénérer, rendant la technologie brevetée des lasers MLKJ indolore et permanente.

Le dispositif d'épilation au laser est une méthode de traitement non invasive, après le traitement n'aura pas certains dommages à la peau environnante, n'affectera pas la vie et le travail normaux.

☐ Machine certifiée FDA et médicale CE

☐ 3 en 1 - Trois technologies laser dans une seule machine

☐ Lasers Alexandrite, diode et Nd:YAG - traite tous les types de peau

- ☐ Facile à utiliser
- ☐ Formation en ligne disponible
- ☐ 50 millions de coups par pièce à main !

Affichage de la poignée



1. Sans douleur. La pointe de la pièce à main refroidit jusqu'à -32 °C, rend le traitement confortable et efficace.
2. Résultats de traitement précoces. 2 à 3 séances de traitement peuvent montrer des résultats permanents
3. Pratiquement sans douleur en contact avec un confort et une sécurité incomparables en saphir
4. Pointe du visage portée améliorée. Traitez facilement les zones normalement difficiles à atteindre, y compris les oreilles, les narines et la glabelle.



Prix de la machine d'épilation au laser 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 piécs or 16 piéces Germany Dilas original laser bars,1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Écran 4K de 14 pouces, expérience tactile intelligente

- * 6 styles de peau au choix
- * Facile à utiliser en fournissant des compétences opérationnelles / des services d'enseignement
- * Le logo et la langue gratuits peuvent être personnalisés à l'écran



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

MLKJ

Fabricant d'instruments de beauté depuis 15 ans, certifié FDA, CE, ISO13485.
Nous nous engageons à faciliter votre entreprise de beauté!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Bienvenue à consulter! Service en ligne 7X24 heures!