



Medical

1200W+1800W high power handle  
14-inch 4K HD large screen  
755nm+808nm+1064nm  
Painless permanent hair removal

Diode Laser

Nouvelle machine médicale d'épilation au laser à diode

Grand écran HD 4K de 14 pouces

Main médicale haute puissance 1200W 1800W

La conception des poignées est plus technologique

La poignée pèse environ 350g, ce qui est plus petit et plus léger

Spot 12 \* 24mm 12 \* 36mm, répond pleinement aux besoins de traitement des différentes pièces

# Machine Display



1. Approche plus forte, plus rapide, plus intelligente et surtout sans douleur pour l'épilation.
  2. Machine d'épilation au laser à diode 755nm, 808nm, 1064nm
- Système de refroidissement 3.TEC, refroidissement de la poignée en 1 minute



# Before and After

Treatment comparison



Appareil 100% efficace sans se substituer au teint, au sucre, à la couleur des cheveux. Pour plus de détails sur l'application, veuillez consulter !