



Fabricants d'instruments de beauté multifonctionnels

Épilation au laser à diode 2 en 1 détatouage au laser nd yag

Description des produits

2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal




- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,
more effective treatment



Laser à diode Elight/IPL Nd yag RF, 4 poignées différentes dans une seule machine

1. Ce 4 en 1 RF Elight IPL laser à diode laser yag ont des accessoires de haute qualité, une forte puissance * La poignée laser à diode utilise une barre laser dorée importée d'Allemagne, 50 millions de tirs.


* La poignée Elight utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 coups

*Nd yag : Equipez 5 têtes de traitement, réglable 1064nm/532nm, fixe 1064nm/532nm, fixe 1320nm.


* RF : Équipez 6 têtes de traitement, utilisées pour l'élimination des rides, le lifting de la peau, le raffermisssement de la peau.

Three wavelengths work together

12*24mm² {



12*35mm² {



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





HANDLE-ADVANTAGE



specification

- Multiple choice
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before and after



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Pour plus d'informations sur l'introduction du produit et les détails d'utilisation,

veuillez nous consulter immédiatement

En ligne 24 heures !!