



Exfu s'engage à réaliser des méthodes efficaces avec des coûts de temps réduits.

La vie est belle, certains s'il y a une solution parfaite, faites-la !

Peut-être n'avez-vous pas le temps d'aller au gymnase et le long processus de mise en forme de vos muscles.

Alors essayez notre dernière machine de moulage magnétique !

Il a l'approbation professionnelle de la FDA et est même favorisé par les entraîneurs de fitness !



Champ électromagnétique focalisé avec une intensité sûre pour traverser le corps et interagir avec les motoneurones. L'inclinaison magnétique fournit au corps une stimulation de contraction maximale sévère. La contraction répétée de la consommation musculaire métabolise l'excès de graisse, reconstruit la structure interne, rend la production de protéines musculaires et de chaîne de fibres musculaires, et crée une densité et un volume musculaire plus élevés.

# EXFU™ Find X Complete 360° Body Shaping Solution

Targeting Fat, Muscle,  
and Body Treatments  
The Advanced 5-in-1 Solution



**Poste de travail indépendant 5 en 1, 4 applicateurs à haute résistance et 1 coussin d'augmentation des fesses, réduction de la graisse, mise en forme, lifting, augmentation des fesses, tous ont de bons résultats.**

## **Bon résultat**

Traitement de 30 minutes = 30 000 entraînements, augmentez 16 % de muscle et réduisez 21 % de graisse après environ 2 à 4 cours

## **7 Tesla Haute Intensité**

recouvrir les gros muscles squelettiques et remodeler sa structure interne.

## **4 1 applicateurs magnétiques**

décompose les dépôts de graisse et augmente le tonus musculaire et la force

## **Cibler 5 parties du corps**

abdomen, bras, hanches, ischio-jambiers, cuisses



**ONE SESSION(30MINS/TREATMENT,**

**4 TREATMENT IN 2 WEEKS):**

1. 7 TESLA INTENSITY
2. 16% MUSCLE BUILDING/19% FAT REDUCTION
3. EQUIVALENT TO 20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS
4. DUAL SCULPTING FOR SAME/ DIFFERENT PERSON SAME TIME

## **Stimulation plus forte**

La bobine à double couche génère des effets électromagnétiques à haute intensité plus profonds et plus puissants.


## **Technologie de refroidissement liquide**

TeslaSculpt équipé d'applicateurs refroidis par liquide qui permettent un fonctionnement de longue

durée sans aucun problème de surchauffe.

### **Quatre sculptures**

4 Appicateurs de Stimulation Magnétique pour traiter toutes vos préoccupations indépendamment ou simultanément.




### **EXFU FINDX**

EXFU FindX modality offers an unprecedented solution to the muscle category. Controlled and precise energies are delivered uniquely to muscle groups via best-in-class electrical muscle stimulation. The muscles are safely activated without heating the surrounding tissue. Paired with specific pulse durations by muscle group, performance-informed smart training programs and advanced adaptive algorithms, each treatment is fully personalized and mimics a real training session that can build intensity over time. exfu enables effective and comfortable treatment programs regardless of the patients' fitness level, resulting in stronger and more defined muscle appearance.

Poste de travail indépendant 5 en 1, 4 applicateurs à haute résistance et 1 coussin d'augmentation des fesses, réduction de la graisse, mise en forme, lifting, augmentation des fesses, tous ont de bons résultats.





Avec l'écran 4K HD, pré-réglez différents paramètres de traitement pour les hommes et les femmes, il peut créer des données de traitement personnalisées.

Nous fournissons également un service personnalisé professionnel, si vous avez besoin d'une langue et

d'une technologie d'exploitation spécifiques, vous pouvez également nous contacter directement.



Machine de sculpture Ems approuvée par la FDA 5 en 1 ems sculpte le corps amincissant la machine de stimulation musculaire