



## DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE



## Diode Laser

Permanent hair removal

## Pourquoi tous les salons de beauté et les esthéticiennes choisissent le titane

1. Professionnel. nous avons plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des machines de beauté haut de gamme.
2. Sécurité. aucun effet secondaire sur la peau et les glandes sudoripares, pas de cicatrice.
3. Refroidissement rapide, qui permet une épilation sans douleur.
4. Populaire. Triple longueur d'onde : 755 nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de peau, les poils fins de la peau noire peuvent tous être facilement éliminés.
5. Haute énergie. La taille de la tache blonde, 50 millions de coups, détruit efficacement les follicules pileux, épilation permanente.

### Afficher la poignée

**12\*24mm or 12\*36mm handle**

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Taille du spot 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



- \* Écran 4K 14 pouces, offrant une expérience tactile super cool.
- \* Le service OEM est accepté. le paramètre de réglage est ok.
- \* Ajoutez votre logo et votre langue gratuArticleent

[Spécification de Machine d'épilation au laser à diode](#)

Item	Laser à diode vertical 755 nm 808 nm 1064 nm
Type laser	Barre laser médicale à diode laser : 10 bars/15 bars
Puissance de chaque barre	Médical avec 120w/Bar
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Médical avec 12*24mm <sup>2</sup> /12*36mm <sup>2</sup>
Durée de vie de la poignée laser	Au moins 40 millions de coups
Énergie	10-150 J/cm <sup>2</sup> réglable (jusqu'à 150J/cm <sup>2</sup> en option)
Durée de puls	30 ~ 400 ms réglable
Fréquence	1,0-10 Hz ;
Système de refroidissement	Compresseur air circulation d'eau fermée
Manipuler la puissance	1000w/1200w/1600w/1800w
Puissance des machines	4000w
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ
Température cristalline	-20~3°C
Température de l'appareil	24°C
Puissance requise	AC220V/110V 50~60Hz

## Spectacle de machines





## Services professionnels d'OEM, d'ODM :

- Imprimez n'importe quelle couleur.
- Ajoutez votre logo
- Ajoutez n'importe quelle langue dans le système de la machine.
- Concevez une coque de machine exclusive pour vous, créez votre propre marque sur le

marché.

- Concevez une nouvelle interface et un nouveau système de machine, rendez-le plus pratique pour vous et vos clients.

## Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



esthétique machines esthétiques médicales □ machines esthétiques avancées □ laser à diode 755 808 1064 □ machine d'épilation au laser à diode □ machine d'épilation au laser

**Veillez nous consulter pour plus de détails.  
24 heures en ligne !**