

# Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,  
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



## Avantages

- 1.3 ondes 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé haute puissance : NOUVELLE poignée 1200W/1800W pour les options
  2. Grande taille de point 12 x 20 mm, 12 x 36 mm, solution d'épilation du visage et du corps.
  3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
  4. Longue durée de vie : 40 millions de coups
- Service personnalisé pour tous les styles toutes les couleurs comme vous le souhaitez

## Poignée laser à diode 755&808&1064nm :

- \* L'Allemagne Dilas a importé une barre laser. (Barre laser dorée la plus récente et de la meilleure qualité)
  - \* Prises de vue : 10 à 40 millions de prises de vue
  - \* 755 808 1064nm est pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux
- Poignée 1200w, 1600w, 1800W
- Même technologie avec la platine de glace




### Fonction du laser à diode :

Les 3 vagues fonctionnent dans le même manche en même temps

755nm pour les peaux blanches (cheveux fins et dorés)


808nm pour peau jaune/neutre

1064nm pour les noirs (cheveux noirs)



**Super effet de refroidissement de la glace, le traitement est indolore et plus confortable**





## Machine Display




### Écran d'affichage

1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu humanisé
2. Mâle/femelle, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

# The new **14-inch 4K** screen

## Support system customization



### Spécifications détaillées du laser à diode

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Item                             | Laser à diode verticale 755 nm 808 nm 1064 nm                 |
| Type de laser                    | Diode laser, 10 barres, 12 barres, 16 barres                  |
| Puissance de chaque barre        | 120w                                                          |
| Système d'affichage              | Écran tactile couleur véritable de 14 pouces                  |
| Longueur d'onde                  | 808nm/755nm/1064nm                                            |
| Taille du spot                   | 12*24mm² 12*36mm²                                             |
| Durée de vie de la poignée laser | Max 40 000 000 coups                                          |
| Énergie                          | 10-150 J/cm2 réglable (jusqu'à 150J/cm2 en option)            |
| Durée de pouls                   | 10 ~ 400 ms réglable                                          |
| Fréquence                        | 1,0-10 Hz ;                                                   |
| Système de refroidissement       | Condenseur à semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée |
| Manipuler la puissance           | 1000w/1200w/1600w                                             |
| Puissance des machines           | 2000w                                                         |
| Source électrique                | 220V/50HZ ou 110V/60HZ                                        |
| Température cristalline          | -20~5°C                                                       |
| Température de l'appareil        | Température constante de 24°C                                 |

Puissance requise AC220V/110V 50~60Hz

Poids brut 80KG

## Notre usine

**U.S. FOOD & DRUG  
ADMINISTRATION**

Follow FDA | En Español

SEARCH

HomeFoodDrugsMedical DevicesRadiation-Emitting ProductsVaccines, Blood & BiologicsAnimal & VeterinaryCosmeticsTobacco Products

### 510(k) Premarket Notification

FDA HomeMedical DevicesDatabases


510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards  
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

[New Search](#)[Back To Search Results](#)

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device Classification Name   | <a href="#">Powered Laser Surgical Instrument</a>                                                                                                    |
| 510(K) Number                | K200525                                                                                                                                              |
| Device Name                  | Medical Diode Laser Hair Removal System                                                                                                              |
| Applicant                    | Weifang Mingliang Electronics CO., LTD                                                                                                               |
|                              | No.13426, Yuying Street, High-Tech District<br>Weifang, CN 261000                                                                                    |
| Applicant Contact            | Li Mingliang                                                                                                                                         |
| Correspondent                | Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd.<br>Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd.,<br>FangShan District<br>Beijing, CN 102401 |
| Correspondent Contact        | Ray Wang                                                                                                                                             |
| Regulation Number            | <a href="#">878.4810</a>                                                                                                                             |
| Classification Product Code  | <a href="#">GEX</a>                                                                                                                                  |
| Date Received                | 03/02/2020                                                                                                                                           |
| Decision Date                | 05/27/2020                                                                                                                                           |
| Decision                     | Substantially Equivalent (SESE)                                                                                                                      |
| Regulation Medical Specialty | General & Plastic Surgery                                                                                                                            |
| 510k Review Panel            | General & Plastic Surgery                                                                                                                            |
| Type                         | Traditional                                                                                                                                          |
| Reviewed By Third Party      | No                                                                                                                                                   |
| Combination Product          | No                                                                                                                                                   |

## Custom Section

### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design

