

7D Focused Ultrasound



Système à ultrasons focalisés macro et micro à haute intensité
Traitement non chirurgical du lifting du visage, du raffermisssement du corps et du système de reModèleage du corps !

Description des produits

FACIAL SCULPTURE

Smaller, more convenient, more accurate, more suitable for facial skin

- 1.5 mm
- 3.0 mm
- 4.5 mm

7D HF HANDLE

More comprehensive, more detailed and more suitable for comprehensive treatment of the body


- MF2
- MF6
- MF9
- MF13
- L4-4.5
- L7-1.5
- L7-3.0



Utilisez des ultrasons à haute énergie en vous concentrant sur la position de traitement, de sorte que le tissu cutané crée le thermique et fabrique des cellules de friction à grande vitesse pour stimuler le collagène. Un tel effet de chaleur ne nuira pas à l'épiderme, car le traitement permet un accès rapide et direct au site de traitement en 0 à 0,5 seconde, sans toucher les tissus environnants et peut être transmis directement au système de membrane tendineuse superficielle (SMAS), de sorte qu'il peut être peau ferme tout en tirant la couche musculaire, visage mince jusqu'à l'effet progressif.




EXFU




Face Treatment



Body Treatment



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Appareil de thérapie 7D à ultrasons focalisés
Nom	Ultrasons focalisés à haute intensité

Poignées	Visage : 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF : MF2/6/9/13
	L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0
Production d'énergie	0,1J-2,5J (0,1J par étape)
Espace entre les points	1.0mm-4.0mm
Durée du tir	5mm-25mm
coups	Chaque cartouche 300000 coups
Taille de l'écran	15 pouces
Tension	110V-240V, 50/60Hz



Rajeunissement de la peau de l'écran tactile couleur

1. Grand écran tactile de 15,6 pouces, conçu de manière humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Bienvenue à consulter plus de détails sur le produit!