

Première entreprise à offrir une garantie de deux ans et un service à vie.

Corps et visage amincissant la machine de décapant de ride revitalisant de peau machine à ultrasons focalisée 11D corps et visage amincissant la machine à ultrasons focalisés 11d

EXFU Seiko

# 11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System


SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH


Count: [Progress Bar]

**Rajeunissement de la peau laser corps et visage machine amincissante système de rajeunissement de la peau 11D ultrasons focalisés 11D HIFU**

\*Un taux de répétition élevé d'impulsions courtes est délivré profondément dans le derme, permettant d'obtenir une puissance moyenne élevée et une accumulation de chaleur thérapeutiquement efficace, pratiquement sans douleur. \*La dernière machine dispose de 11 sondes au total, entièrement sculptées et anti-âge. \* Traitement non chirurgical du système de lifting du visage, de resserrement et de mise en forme du contour du corps. La dernière technologie d'ultrasons focalisés à haute énergie au monde.

## Description des produits






## MF2.0MM

Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilisez des ultrasons à haute énergie en vous concentrant sur la position de traitement, de sorte que les tissus cutanés créent de la chaleur et créent des cellules de friction à grande vitesse pour stimuler le collagène. Un tel effet thermique ne nuira pas à l'épiderme, car le traitement permet un accès rapide et direct au site de traitement en 0 à 0,5 seconde, sans toucher les tissus environnants et peut être transmis directement au système de membrane tendineuse superficielle (SMAS), de sorte qu'il peut être fait peau ferme tout en tirant la couche musculaire, visage fin jusqu'à l'effet progressif.




**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Modèle	Ultrasons focalisés sur un appareil de thérapie 7D
Nom	Ultrasons focalisés de haute intensité

Poignées	Visage : 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm 7D HF : MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Production d'énergie	0,1J-2,5J (0,1J par étape)
Espace entre les points	1,0 mm-4,0 mm
Longueur du tir	5mm-25mm
coups	Chaque cartouche 300 000 coups
Taille de l'écran	15 pouces
Tension	110 V-240 V, 50/60 Hz



Rajeunissement de la peau avec écran tactile couleur

1. Grand écran tactile de 15,6 pouces, conception humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

# **High-Intensity Focused Ultrasound**

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Si vous avez des questions sur le matériel de beauté, la recherche de partenaires et l'entrepreneuriat beauté, consultez MLKJ !

**Tél/Whatsapp : 86 15965364558**

**Courriel : [sale@mingliangkj.com](mailto:sale@mingliangkj.com)**