



*Beauté du visage et anti-âge : grâce à la tête d'opération du visage, il peut revitaliser les fibroblastes humains pour générer du collagène, des fibres élastiques, de l'acide hyaluronique et d'autres substances, et restaurer la vitalité de la peau ; Peut résoudre la peau du visage jaunâtre et terne, le contour n'est pas clair, le manque d'élasticité, le relâchement cutané, les rides, le double menton et la dépression du visage.

* Mise en forme du corps mince : pour la décomposition des adipocytes, décomposer les lipides, en énergie musculaire, réduire le volume de graisse, raffermir la peau, effet de forme. Il peut résoudre l'accumulation de cellulite, l'obésité corporelle, les tissus cutanés orange, l'œdème dû à l'humidité, etc.

Avantages et caractéristiques

1. La poignée du corps est équipée d'un écran tactile de 2,8 pouces, plus facile à contrôler et à régler.
2. Pas besoin de massage laborieux par une esthéticienne, une opération simple est sûre.
3. Attraction de pression négative de conversion de fréquence : la propriété physique pure n'a aucun dommage à la peau, le meilleur effet est le plus en profondeur.
4. Rouleau électrique bidirectionnel : la surface de contact est plus large, la zone de fonction est plus grande, la profondeur de fonction est plus profonde.
5. Pince exclusive personnelle: effet tridimensionnel profond, profondeur de stimulation intelligente à vitesse infiniment variable est différente.



Cavitation 80K : Basée sur l'utilisation d'ondes ultrasonores basse fréquence, elle crée un phénomène appelé « cavitation » dans le corps. La cavitation se produit lorsque les ondes ultrasonores provoquent la formation et l'implosion de minuscules bulles dans le liquide entourant les cellules adipeuses, provoquant leur rupture. Il peut être efficace pour réduire l'apparence de la cellulite, tonifier et raffermir la peau et réduire la circonférence des zones traitées.

RF multipolaire : elle utilise les ondes électromagnétiques appliquées à la peau. Les ondes pénètrent à la surface de la peau et atteignent les couches plus profondes, provoquant la vibration des tissus et la génération de chaleur. Stimule ainsi la dégradation des cellules graisseuses

Vacuum RF : Il combine les technologies d'aspiration sous vide et de technologie RF. L'aspiration sous vide est utilisée pour masser et manipuler la peau, tandis que la technologie RF est utilisée pour chauffer les couches profondes de la peau, favorisant ainsi la production de collagène et la dégradation des cellules adipeuses.



Machine de traitement de perte de poids à pression négative 3D, élimination des graisses par roulement RF

