



**Sculpter le corps minceur machine amincissant ems corps
sculptant la machine ems sculptant le contour du corps
amincissant la machine**



EXFU FindX

Illuminate your beauty

Strip design

4 Handles

Compact system

Multifunctional

Comment fonctionne cette machine ?

Il adopte un électromagnétique pulsé à haute intensité pour développer les muscles et les tons de l'abdomen, des bras, des jambes et des fesses

Four handles work together

30 Mins Treatment = 30,000 Workouts


Level + Time + min sec

READY

Welcome

Renforcement musculaire

Les contractions supramaximales intensives stimulent la réaction des muscles. L'énergie reconstruit la structure interne, provoquant la repousse des cellules musculaires, la création de chaînes de protéines et de fibres musculaires. Cette procédure conduit les résultats dans une densité et un volume musculaire plus élevés.



Élimination des graisses

Le renforcement musculaire améliore la libération d'épinéphrine, ce qui apporte un effet évident qui conduit à une supramaximale lipolyse dans les cellules graisseuses.

Amélioration de la circulation lymphatique

Les ondes électromagnétiques stimulent l'hémoglobine, augmentent le flux sanguin, la circulation lymphatique. La procédure augmente l'élimination naturelle des cellules graisseuses mortes.

Haute intensité

TeslaSculpt basé sur une énergie magnétique de haute intensité, qui pourrait couvrir de gros muscles squelettiques du corps humain, et ce niveau d'énergie élevé permet une réponse musculaire avec un remodelage profond de sa structure interne.

SCREEN
4K HD



4 applicateurs de stimulation magnétique pour traiter toutes vos préoccupations indépendamment ou simultanément

Effect comparison



contour du corps amincissant la machine

**Veillez nous consulter pour plus de détails sur le produit
24 heures en ligne !**