

Hair Removal+Tattoo Removal

2in1 machine



Diode laser handle



Picosecond handle



Détatouage au laser picoseconde 532 755 1320 1064nm

Machine de détatouage au laser q switch nd yag

Machine introduction



Qualité artisanale, reflète les détails extrêmes Conception rationnelle 1. Le produit a une apparence nouvelle et est principalement vendu comme modèle chaud 2. Support de poignée réglable, solide et durable 3. Poignée antidérapante, conception ergonomique 4. Tube de raccordement de traitement étendu

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




Plus petite taille 1. Adopter les composants essentiels de l'équipement médical. La taille de la machine est plus petite. 2. Fret transfrontalier inférieur à celui des machines ordinaires. 3. La poignée est plus petite et plus pratique à utiliser



5 têtes de traitement, conception de fil externe amovible et rotatif


1. 532 : Supprimer les tatouages colorés.
2. Tête en nid d'abeille 755 : utilisée pour éliminer les taches de vieillesse, les taches de rousseur et le chloasma. peu de dommages à la peau
3. Paramètre réglable 1064 : pour le détatouage, l'éclaircissement des sourcils.
4. Paramètre non réglable 1064 : utilisé pour enlever les tatouages et éclaircir les sourcils.
5. 1320 : traitement de grande surface, grande tache, vitesse de traitement rapide et bon effet

Working Principle



Mécanisme de cassette Q-switch en pierre importé, tout le laser solide, sans remplacer le Q-switch. Décoloration. Élimine les pigments de tatouage noirs, bleus, bruns et rouges sur les sourcils, la ligne des yeux, la ligne des lèvres et d'autres parties du corps. Enlève la marque de naissance, le naevus otas et les taches cutanées. Technologie laser de sablage instantané, norme internationale de production, test technique strictement.

Une solution à une variété de problèmes de peau.



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



755nm



808nm



1064nm



Machine d'épilation laser professionnelle nd yag 2 en 1, équipement de beauté multifonctionnel

* Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne, durée de vie plus longue.

* Plus de 50 millions de clichés, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.

* 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Utilisation sûre sur tous les types de peau

1. Alex 755nm pour les peaux claires

2. Diode de vitesse 808nm pour peau jaune

3. Longue impulsion 1064 nm pour une peau plus foncée

CLINICAL EFFECT



Écran d'affichage

Grand écran tactile couleur vraie de 12,1 pouces

Expérience tactile super cool

6 langues au choix, une langue spéciale peut être ajoutée

Les services OEM sont acceptés, tels que l'ajustement des paramètres, inclure la portée énergie/fré/temp



Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

**Plus de détails sur le produit et de méthodes d'application, bienvenue à nous consulter !
Service en ligne 7*24 heures !**