



# *Magnetic Muscle Sculpting*

Shape the perfect figure

[Understand more](#)



Description du produit

Body Shaping  
Fat Reduce Machine

↑  
**+16%**  
Estimated increase  
in muscle mass

↓  
**-19%**  
Estimated fat  
reduction

Two smaller images of the device are shown below: one from a side profile and one from a top-down perspective.

### **Comment fonctionne cette machine ?**

Il adopte un électromagnétique pulsé à haute intensité pour développer les muscles et tonifier l'abdomen, les bras, les jambes et les fesses.

### **Renforcement musculaire**

Les contractions supramaximales intensives stimulent la réaction des muscles. L'énergie reconstruit la structure interne, provoquant la repousse des cellules musculaires, la création de chaînes de protéines et de fibres musculaires. Cette procédure conduit les résultats dans une densité et un volume musculaire plus élevés.



### **Élimination des graisses**

Le renforcement musculaire améliore la libération d'épinéphrine, ce qui apporte un effet évident qui conduit à une lipolyse supramaximale dans les cellules graisseuses.

Amélioration de la circulation lymphatique

Les ondes électromagnétiques stimulent l'hémoglobine, augmentent le flux sanguin, la circulation lymphatique. La procédure augmente l'élimination naturelle des cellules graisseuses mortes.

COMPÉTITIVITÉ


### **Haute intensité**

TeslaSculpt est basé sur une énergie magnétique de haute intensité, qui pourrait couvrir de gros muscles squelettiques du corps humain, et ce niveau d'énergie élevé permet une réponse musculaire avec un remodelage profond de sa structure interne.






## Work principle



### Treatment demonstration



### Before and After



Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

### Haute intensité

TeslaSculpt basé sur une énergie magnétique de haute intensité, qui pourrait couvrir de gros muscles squelettiques du corps humain, et cela niveau d'énergie élevé permet une réponse musculaire avec un profond remodelage de sa structure interne.

### Stimulation plus forte

La bobine à double couche génère des effets électromagnétiques à haute intensité plus profonds et plus puissants.

### Technologie de refroidissement liquide

TeslaSculpt équipé d'applicateurs refroidis par liquide qui permettent un fonctionnement de longue durée sans aucun problème de surchauffe.

### **Double sculpture**

Deux Applicateurs de Stimulation Magnétique pour traiter tous vos soucis indépendamment ou simultanément.



### **BUILD MUSCLE**

The muscle contracts 30000 times with high frequency and intensity, so as to train and increase muscle density and volume

### **REDUCE FAT**

The ultimate

contraction of muscle needs a large amount of energy supply, so the fat cells beside the muscle are also consumed, leading to natural apoptosis and effective reduction of fat thickness



### **Muscle Sculpt**

Exercising the abdominal muscles, shaping the vest line / exercising the hip muscles, creating the peach hips / exercising the abdominal oblique muscles, and shaping the mermaid line.