

**Service OEM/ODM**

**N'importe quel style, n'importe quelle couleur que vous vouliez**

# You'll get

Two major service guarantees  
Worry-free after-sales

## 01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution  
Solve problems quickly with your active cooperation

## 02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement  
parts for free


### **Exposition de machines laser à diodes**

4 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés

Le laser contient quatre sorties de longueurs d'onde, a une large gamme d'applicabilité.

Il a un certain effet thérapeutique sur l'élimination du rouge

traînées de sang, varices, anti-inflammatoire, épilation, blanchiment et rajeunissement de la peau.




# FOUR wavelengths



*The laser four wavelengths equipped with ,  
Has a wide range of applicability.  
It has a certain therapeutic effect on  
hair removal, whitening, and skin rejuvenation.*

## **Avantages**

- \* Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne.
- \* Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- \* 4 vagues 1064nm 940nm 808nm 755nm, 4 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés
- \* Haute puissance : NOUVELLE poignée 1200W /1600W pour les options
- \* Taille de point de poignée médicale 12\*20mm, 12\*38mm, solution d'épilation du visage et du corps !
- \* Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
- \* Longue durée de vie : 40 millions de clichés



### Affichage de la poignée

1200w, 1600w grande puissance pour le libre choix

Taille de spot 12\*20 ou 12\*38 mm

\* Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit

\* Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



\* Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épiliez immédiatement

\* bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée

\* véritable effet d'épilation indolore de glace

## *Has a wide range of applications*



+



+



+



755NM

Sebaceous Gland

808NM

Bulge


940NM

Skin rejuvenation

1064NM

Hair Bulb

1. Alex 755nm pour peau claire  
Diode
2. Speed 808nm pour peau jaune
3. Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée



## Effet du traitement

### Hair removal comparison

The real picture taken by the customer  
Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

## Écran d'affichage Programme machine

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

## 5. Service OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

## 6. Affichage du certificat

**Build more trusted partners**

**Our customers**  
60000+ CUSTOMERS

**OEM/ODM**  
Customize the machine according to customer needs

**CERTIFICATE**

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION  
510(k) Premarket Notification

Field	Value
Device Classification Name	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Device Name	Medical Group Laser Hair Removal System
Applicant	Shanghai Medical Laser Technology Co., Ltd. 100000, Shanghai, China
Applicant Contact	Shanghai Medical Laser Technology Co., Ltd. 100000, Shanghai, China
Manufacturer	Shanghai Medical Laser Technology Co., Ltd. 100000, Shanghai, China
Manufacturer Contact	Shanghai Medical Laser Technology Co., Ltd. 100000, Shanghai, China
Device Model	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Device Date	2015-01-01
Device Description	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Regulatory Medical Specialty	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Other Medical Specialty	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Type	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Released by	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Contributor Name	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR
Contributor Address	ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR

Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne. Ligne de production standard. Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité.

Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour maintenir la coopération.