




- 1.3 onde 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati
Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni
2. Grande dimensione del punto 12 * 20 mm, 12 * 35 mm soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
4. Lunga durata: doppia garanzia di supporto vitale

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







Different spot size Handle color optional




Uso sicuro su tutti i tipi di pelle

Alex 755nm per pelli chiare

Speed Diode 808nm per pelle gialla

Long Pulse 1064nm per pelli più scure

Treatment effect



Programma software

1. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
2. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
3. Servizio programma OEM disponibile (logo/sistema...)

