

2021 Salon Queen

Trending Model 1600W Laser
4K Smart Screen

Newest Germany Tech
Super Ice Cooling, Pain-free
Get most comfortable treatment



Aiuta già i clienti di 102 paesi a fare buoni affari.

Vari modelli tra cui scegliere.

Descrizione del prodotto




Vantaggi


- 1.3 onde Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati
- Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni
2. Grande dimensione del punto 12 * 20 mm, 12 * 35 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
4. Lunga durata: doppia garanzia di supporto vitale



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Uso sicuro su tutti i tipi di pelle

Alex 755nm per pelli chiare

Speed Diode 808nm per pelle gialla

Long Pulse 1064nm per pelli più scure


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Caratteristiche e laser a diodi

1. Barra laser: barra laser importata US Coherent / Dilas brand
2. 3 onde: 755nm 808nm 1064nm 3 in 1
3. Dimensioni del punto: 12 x 20 mm, 12 x 35 mm
4. Potenza: alta potenza 1000 W 1200 W 1600 W e OEM
3. Raffreddamento: il super raffreddamento inizia congelato in 1 minuto, 24 ore continuano a funzionare



Garanzia indolore

Sistema di raffreddamento Super TEC Raffreddamento rapido 1 minuto congelato

Temperatura minima -22°C

Before and After

Treatment comparison



Programma software

1. Avvio facile: basato su parti del corpo maschili e femminili / 6, aggiungi 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
2. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
3. Servizio programma OEM disponibile (logo/sistema...)

