

# DIODE LASER



# ICELLO



## **MLKJ è la migliore macchina per la depilazione laser commerciale.**

Secondo il principio della fototermodinamica selettiva, la lunghezza d'onda, l'energia e l'ampiezza dell'impulso del laser possono essere regolate correttamente in modo che il laser passi dalla superficie della pelle alla radice del follicolo pilifero. L'energia luminosa viene assorbita e convertita in energia termica che distrugge il tessuto del follicolo pilifero, rendendo i capelli incapaci di rigenerarsi, rendendo i laser MLKJ indolori e permanenti con tecnologia brevettata.

La macchina per la depilazione laser è un metodo di trattamento non invasivo, dopo il trattamento non causerà alcun danno particolare alla pelle circostante, non influenzerà la normale vita e il lavoro.

□ Dispositivo certificato FDA e CE medico

□ 3 in 1: tre tecnologie laser in un unico dispositivo

□ Laser ad alessandrite, a diodi e Nd:YAG: trattano tutti i tipi di pelle

□ Funzionamento semplice

□ È disponibile la formazione online

□ 50 milioni di scatti per manipolo!

### **Visualizzazione della maniglia**



1. Senza dolore. La punta del manipolo si raffredda fino a -32 gradi Celsius e rende il trattamento confortevole ed efficace.

2. Risultati primari del trattamento. 2-3 sessioni di trattamento possono mostrare risultati permanenti

3. Praticamente indolore a contatto con lo zaffiro, comfort e sicurezza senza pari

4. La punta del viso aumenta l'accessibilità. Tratta facilmente le aree solitamente difficili da raggiungere, comprese le orecchie, le narici e la glabella.



Il prezzo della macchina per la depilazione laser 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


# Medical diode laser

**50000000+shots**  
**can treat 10000+clients**

- \*Not easy to be burned
- \*Low maintenance cost
- \*Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



Schermo 4K da 14 pollici, esperienza smart touch

- \* 6 stili di pelle tra cui scegliere
- \* Facile fornire competenze operative/servizi di formazione
- \* Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati sullo schermo



# You'll get

Two major service guarantees  
Worry-free after-sales

## 01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution  
Solve problems quickly with your active cooperation

## 02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement  
parts for free

MLKJ

Produttore di strumenti di bellezza da 15 anni con certificazione FDA, CE, ISO13485.  
Ci impegniamo a rendere più semplice la tua attività nel campo della bellezza!

# Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



<a href="#">New Search</a>	<a href="#">Back To Search Results</a>
<p><b>Establishment:</b>          WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.          Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District          Weifang Shandong, CN 261000  <b>Registration Number:</b> 3007549439  <b>FEI Number*:</b> 3007549439  <b>Status:</b> Active  <b>Date Of Registration Status:</b> 2022</p> <p><b>Owner/Operator:</b>  <a href="#">Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.</a>          Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District          Weifang, Shandong CN 261000  <b>Owner/Operator Number:</b> <a href="#">10082104</a></p> <p><b>Official Correspondent:</b>          Pingping Lv          Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District          Weifang, Shandong CN 261000  <b>Phone:</b> 86-10-56335780</p> <p><b>US Agent:</b>          Wen Xu          4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD          Ellicott, MD US 21042  <b>Phone:</b> 443 8968583 Ext  <b>Email:</b> <a href="mailto:Infor@Believe-Med.Com">Infor@Believe-Med.Com</a></p>	
<p>* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set</p>	

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



### Authentication

FDA, NQA13485, CB certification  
and more Complete certification  
materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

**Benvenuti alla consultazione! Servizio online 7x24 ore!**