



Macchina per la rimozione del tatuaggio a picosecondi portatile accessibile a livello globale con sistema di rimozione del tatuaggio a 5 teste

15 anni di produttori di produzione e vendita di strumenti di bellezza

I dispositivi di bellezza hanno la certificazione CE/FDA

Consegna in 24-48 ore

Accessibile a livello globale

U.S. FOOD & DRUG
 ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

[Home](#)
[Food](#)
[Drugs](#)
[Medical Devices](#)
[Radiation-Emitting Products](#)
[Vaccines, Blood & Biologics](#)
[Animal & Veterinary](#)
[Cosmetics](#)
[Tobacco Products](#)

Establishment Registration & Device Listing

[FDA Home](#)
[Medical Devices](#)
[Databases](#)

New Search

Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022
 Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.
 Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English


Rimozione del tatuaggio laser a picosecondi 532 755 1320 1064nm
q interruttore nd yag laser macchina per la rimozione del tatuaggio

Descrizione dei prodotti



Qualità artigiana, riflette i dettagli estremi Design razionale

1. Il prodotto ha un aspetto nuovo ed è venduto principalmente come modello caldo
2. Staffa maniglia regolabile, resistente e durevole
3. Impugnatura antiscivolo, design ergonomico
4. Tubo di collegamento del trattamento esteso



It's different!

How is it different?

Dimensione più piccola

1. Adottare i componenti principali delle apparecchiature mediche. La dimensione della macchina è più piccola.
2. Trasporto transfrontaliero inferiore rispetto alle macchine ordinarie.
3. La maniglia è più piccola e più comoda da usare

A proposito di Maniglie

How is it different?



5 teste di trattamento, design del filo esterno staccabile e ruotabile

1. 532: Rimuovere i tatuaggi colorati.
2. Testa a nido d'ape 755: utilizzata per rimuovere macchie senili, lentiggini e cloasma. piccoli danni alla pelle
3. Parametro regolabile 1064: per la rimozione del tatuaggio, schiarimento delle sopracciglia
4. Parametro non regolabile 1064: utilizzato per rimuovere i tatuaggi e schiarire le sopracciglia
5. 1320: trattamento di grandi aree, ampio spot, velocità di trattamento rapida e buon effetto

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Confronto degli effetti

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



Tattoo removal

Eyebrow embroidery removal

Freeline removal

Eyeline removal

Whitening

Skin rejuvenation

Lipline removal

Pigment treatment

La massima energia, il miglior effetto

1. I dati di laboratorio mostrano che l'asta laser raggiunge i 2000 mj.
2. Calcolo preciso del valore del laser
3. La distanza di mira dell'indicatore luminoso è di 6-10 cm


Parametri del prodotto

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Meccanismo a cassetta Q-switch in pietra importato, l'intero laser solido, senza sostituire Q-switch.

Rimozione del tatuaggio. Rimuovi i pigmenti del tatuaggio nero, blu, marrone e rosso su sopracciglia, linea degli occhi, linea delle labbra e altre parti del corpo Rimuovi il segno di nascita, il nevo otas e la macchiolina dermica Alta tecnologia laser a brillamento istantaneo, standard internazionale di produzione, test tecnico rigoroso.

Una soluzione per una varietà di problemi della pelle.


Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Visualizzazione sullo schermo

Grande touch screen a colori da 10 pollici


Esperienza tocco super cool

6 lingue a scelta, è possibile aggiungere una lingua speciale

Il servizio OEM è accettato, come la regolazione dei parametri, include l'ambito di energia/frequenza/tempo

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Tecnologia	Secondo laser Pico / laser Nd yag
Funzione	Rimozione dell'acne della lentiggine del tatuaggio / trattamento della bambola Blackface
Maniglie	5 teste
Lunghezza d'onda	1064 nm 532 nm 1320 nm 755 nm
Zona di trattamento	Viso Corpo Viso Collo Braccia Gambe....
Frequenza	1-10 Hz
Voltaggio	110V/220V 50-60Hz

Perché scegliere noi

Produttore da 15 anni con una ricca esperienza nella produzione di macchine per la bellezza!

15 anni di fornitore dorato di Alibaba

Certificati CE approvati Certificati TUV approvati Personal custom made & OEM



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Produttore esperto Collaborerai con una fabbrica con oltre 15 anni di esperienza nella produzione di apparecchiature di bellezza, integrando ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita. Abbiamo esportato in oltre 126 paesi, supportando oltre 60.000 utenti, più affidabile e più professionale.

Ricerca e sviluppo professionale e tecnologia più recente Affidandoci al nostro team tecnico e di ricerca e sviluppo professionale, i prodotti continueranno ad essere aggiornati, otterrai le macchine più recenti con le ultime tecnologie e sarai sempre all'avanguardia nel settore, rendendoti più competitivo nel settore della bellezza.

Our Showroom



Tutti i tipi di certificazioni Tutte le macchine di bellezza che ottieni hanno superato certificazioni di alta qualità, come CE, FDA, TUV, ISO 13485... ecc.

Indipendentemente dal paese/dall'area di provenienza, è possibile utilizzare le macchine in modo legale, sicuro ed efficace.

Eccellente servizio ODM/OEM Riceverai servizi di personalizzazione gratuiti e protezione esclusiva per fornire una forte garanzia per lo sviluppo del tuo marchio. Le tue macchine possono essere uniche sul mercato.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Nessuna preoccupazione per la garanzia e il servizio post vendita Tutte le macchine hanno una garanzia di due anni e manutenzione a vita, ottieni un servizio online 24 ore su 24 da un team post-vendita professionale. Ogni volta che riscontri problemi, puoi contattare il nostro team post-vendita e il problema verrà risolto nel minor tempo possibile.

Formazione gratuita su tutte le macchine Riceverai una formazione gratuita e un certificato di formazione. Ottieni corsi di formazione completi e di facile comprensione. Anche le estetiste professioniste forniranno indicazioni online. La tua attività di bellezza diventerà più facile.

Confezione del prodotto

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month