

Vantaggi

- * Barra laser importata da USA o Germania 8——16bar.
- * Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle








DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



A proposito di Maniglia

1200w, 1800w grande potenza per libera scelta Dimensione punto 12*20 o 12*35 mm

- * Manico medico da 350 g, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito
- * Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla



For white skin (fine, golden hair removal)

For yellow neutral skin (brown hair removal)

For black skin (black hair removal)

· Cooling effect ·

The handle is frosted for one minute, making your treatment more comfortable and painless





Suitable for hair removal on any part of the body, Such as arms,legs, face, armpits, back, chest, etc.















Modello 808V30

Tipo laser Germania/USA importati, 8 ---- 16 bar, 800 W ---- 1600 W

Schermo Schermo tattile 4K da 14 pollici Lunghezza d'onda 808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm

scatti 50 milioni di colpi

Energia 10~150 j/cm2, regolabile

Frequenza 1-10 Hz

Raffreddamento Double TEC ad alta velocitàAria e circolazione

Raffreddamento dell'acqua chiusaTesta di trattamento con temperatura di

raffreddamento a semiconduttore regolabile

Energia 3500 W

Dimensione del punto 12*20mm o 12*35mm per scegliere Voltaggio 110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere

Peso netto 95Kg Peso lordo 105Kg

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity R&D capability for customization Professional certifications and approvals



Per maggiori dettagli sul modello, contattaci! In linea 24 ore!!