

EXFU·FIND S



COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC



Stimolatore muscolare ems elettromagnetico ad alta intensità Macchina per bruciare il grasso della pancia elettromagnetica



+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Innovativo design di avvio con un clic Può aiutarti a personalizzare il sistema/la lingua/l'aspetto dello schermo

PRODUCT PARAMETERS



Come funziona Teslasculpt?

1. Il campo elettromagnetico ad alta intensità passa attraverso i vestiti e la pelle nel tuo corpo.
2. Come l'esercizio, attiva i nervi motori ed eccita la contrazione muscolare.
3. E ti sembrerà di fare un allenamento ad alta intensità.


How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.

30
minutes



LESS **-30%**
Fat
on average*



+25% MORE
Muscle
on average*

RF

HIEMT+

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the temperature in fat reaches levels that cause their permanent damage.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, similar to what a warm-up activity does before any workout.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area are contracted at intensities that are not achievable during routine exercise.

After Treatment

The fat cells are slowly removed from the body and the strained muscle fibers initiate a growth process. This results in fat elimination and muscle building.

Una sessione (30 minuti/trattamento, 4 trattamenti in 2 settimane):

1. Intensità di 7 Tesla
2. 16% di costruzione muscolare/19% di riduzione del grasso
3. Equivalente a 20.000 sit-up/50.000 contrazioni muscolari
4. Doppia scultura per la stessa/diversa persona nello stesso momento
5. Durabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con efficienza di raffreddamento a riciclo dell'acqua
6. Interfaccia utente intuitiva e intuitiva con programma predefinito e manuale
7. Nessun operatore/preparazioni richieste/Tempi di inattività

2 maniglie magnetiche

Caratteristica: Perdita di peso, altro, rassodamento della pelle, riduzione della cellulite

Stimolazione muscolare Ems Stimolatore muscolare ems elettromagnetico ad alta intensità
macchina dimagrante



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support
independent and synchronous
work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Certificazione	MDRCE, ce, ISO13485, altro, ISO9001, MDDCe
Caratteristica	Perdita di peso, altro, rassodamento della pelle, riduzione della cellulite
Applicazione	Per commerciale
Servizio post-vendita fornito	Pezzi di ricambio gratuiti, supporto online, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto tecnico video, altro, servizio di manutenzione e riparazione sul campo
Caratteristica	Perdita di peso, rassodamento della pelle, riduzione della cellulite
Funzione	Dimagrimento del corpo
Tecnologia	Elettromagnetico pulsato ad alta intensità
Servizio post-vendita fornito	Pezzi di ricambio gratuiti, supporto online, supporto tecnico video

Contattaci! Saperne di più!