

Aiuta già i clienti di 102 paesi a fare buoni affari.


Vari modelli tra cui scegliere.

### **Descrizione del prodotto**




### **Vantaggi**


- 1.3 onde Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati  
Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni
2. Grandi dimensioni del punto 15 \* 25 mm, 12 \* 20 mm, 12 \* 38 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
4. Lunga durata: doppia garanzia di supporto vitale



**A** natural



**B** energy absorbed by hair



**C** hair follicle died



**Uso sicuro su tutti i tipi di pelle**

Alex 755nm per pelli chiare

Speed Diode 808nm per pelle gialla  
Long Pulse 1064nm per pelli più scure

# Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



## Caratteristiche e laser a diodi

1. Barra laser: barra laser importata marchio US Coherent / Dilas

2. 3 onde: 755nm 808nm 1064nm 3 in 1

3. Dimensioni del punto: 12 x 20 mm, 12 x 35 mm

4. Potenza: alta potenza 1000 W 1200 W 1600 W e OEM


3. Raffreddamento: il super raffreddamento inizia congelato in 1 minuto, 24 ore continuano a funzionare

## Programma software

1. Avvio facile: basato su parti del corpo maschili e femminili / 6, aggiungi 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente

2. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre

3. Servizio programma OEM disponibile (logo/sistema...)



**Per maggiori dettagli sul modello, contattaci!  
In linea 24 ore!!**