

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ La migliore macchina per la depilazione laser commerciale.

Secondo il principio della fototermodinamica selettiva, la lunghezza d'onda del laser, l'energia e l'ampiezza dell'impulso possono essere regolate correttamente per far passare il laser attraverso la superficie della pelle fino al follicolo pilifero della radice. L'energia della luce viene assorbita e convertita in energia termica che distrugge il tessuto del follicolo pilifero, rendendo così i capelli incapaci di rigenerarsi, rendendo la tecnologia brevettata dei laser MLKJ indolore e permanente. Il dispositivo di depilazione laser è un metodo di trattamento non invasivo, dopo il trattamento non avrà un certo danno alla pelle circostante, non influenzerà la vita normale e il lavoro.

□ Macchina certificata FDA e Medical CE

□ 3 in 1 - Tre tecnologie laser in una sola macchina

□ Alessandrite, diodi e laser Nd:YAG - tratta tutti i tipi di pelle

- ☐ Facile da usare
- ☐ Formazione online disponibile
- ☐ 50 milioni di scatti per manipolo!

Esposizione della maniglia



1. Senza dolore. La punta del manipolo si raffredda fino a -32 ° C, rende il trattamento confortevole ed efficace
2. Risultati del trattamento precoce. 2-3 sessioni di trattamento possono mostrare risultati permanenti
3. Praticamente indolore contattato con zaffiro incomparabile confortevole e sicurezza
4. Raggiungimento migliorato della punta del viso. Tratta facilmente le aree normalmente difficili da raggiungere, comprese le orecchie, le narici e la glabella.



Prezzo della macchina per la depilazione laser 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body

Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Schermo 4K da 14 pollici, esperienza touch intelligente

- * 6 stili di pelle tra cui scegliere
- * Facile da usare fornendo capacità operative/servizi di insegnamento
- * Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati sullo schermo



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

Produttore di strumenti di bellezza da 15 anni, ha certificati FDA, CE, ISO13485.
Ci impegniamo a semplificare la tua attività di bellezza!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Benvenuto da consultare! 7X24 ore di servizio online!