



Medical

1200W+1800W high power handle
14-inch 4K HD large screen
755nm+808nm+1064nm
Painless permanent hair removal

Diode Laser

Nuova macchina medica per la depilazione laser a diodi

Grande schermo 4K HD da 14 pollici

Mano medica ad alta potenza 1200W 1800W

Il design delle maniglie è più tecnologico

Il manico pesa circa 350 g, che è più piccolo e leggero

Spot 12 * 24 mm 12 * 36 mm, soddisfa pienamente le esigenze di trattamento di diverse parti

Machine Display



1. Approccio più forte, più veloce, più intelligente e soprattutto indolore per la depilazione.
 2. 755nm, 808nm, 1064nm Macchina per la depilazione laser a diodi
- Sistema di raffreddamento 3.TEC, raffreddamento della maniglia di 1 minuto



Before and After

Treatment comparison



Dispositivo efficace al 100% senza sovrascrivere il tono della pelle, lo zucchero, il colore dei capelli. Per ulteriori dettagli sull'applicazione, consultare !