

## Descrizione del prodotto

---

### Vantaggi



1,3 onde 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati

Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni

2. Grande dimensione del punto 12\*20 mm , 12\*35 mm soluzione per la depilazione di viso e corpo!

3. Sistema di raffreddamento: Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di fermo.

4. Lunga vita: doppia garanzia di supporto vitale

**Manico della macchina per la depilazione laser a diodi :**



**Different spot size** Handle color optional



12\*20mm



12\*35mm



12\*20mm



12\*35mm

**Usò sicuro** Su tutti i tipi di pelle

Alex 755nm per **pelle chiara**

Diodo di velocità 808nm per **pelle gialla**

Impulso lungo 1064nm per **pelle più scura**

# Treatment effect



## Programma software

1. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle impostazione del software intelligente
2. 6 opzioni di lingua, il tuo madrelingua può essere aggiunto
3. OEM servizio programma disponibile (logo/sistema...)



Nome del prodotto	Macchina per la depilazione al platino Laser Ice
Barra laser	Germania/USA importati, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm/ o singolo 808nm
Energia	0-150J/cm2
Frequenza	1-10 hz
Larghezza di impulso	