

Prima azienda ad offrire due anni di garanzia, servizio a vita.

Macchina per dimagrire corpo e viso Dispositivo per la rimozione delle rughe Rivitalizzatore della pelle Macchina per ultrasuoni focalizzati 11D Macchina per dimagrimento corpo e viso Ultrasuoni focalizzati 11d

EXFU Seiko

# 11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH

11D HIFU  
Energy: 1  
Time: 1min  
Length: 1min


## Ringiovanimento della pelle laser corpo e viso macchina dimagrante sistema di ringiovanimento della pelle 11D Ultrasuoni focalizzati 11D HIFU


\*Un'elevata frequenza di ripetizione di brevi impulsi viene erogata in profondità nel derma, ottenendo una potenza media elevata e un accumulo di calore terapeutamente efficace, praticamente senza dolore. \*L'ultima macchina ha un totale di 11 sonde, completamente scolpite e anti-invecchiamento.

\*Trattamento non chirurgico di lifting facciale, rassodamento e sistema di Modellamento del contorno

del corpo. La più recente tecnologia a ultrasuoni focalizzati ad alta energia al mondo.

### Descrizione dei prodotti






## MF2.0MM

Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilizzare ultrasuoni ad alta energia concentrandosi sulla posizione del trattamento, in modo che il tessuto cutaneo crei la termica e crei cellule di attrito ad alta velocità per stimolare il collagene. Tale effetto termico non danneggerà l'epidermide, perché il trattamento accede rapidamente e direttamente al sito da trattare entro 0-0,5 secondi, senza toccare il tessuto circostante e può essere passato direttamente al sistema di membrana del tendine superficiale (SMAS), quindi può essere fatto pelle soda mentre si tira lo strato muscolare, viso sottile fino all'effetto progressivo.




**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Model	Ultrasuoni focalizzati per dispositivo terapeutico 7D
Nome	Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità

Maniglie	Facciale: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0
Produzione di energia	0,1J-2,5J (0,1J per passo)
Spazio tra i punti	1,0 mm-4,0 mm
Lunghezza del tiro	5mm-25mm
colpi	Ogni cartuccia 300000 colpi
Dimensione dello schermo	15 pollici
Voltaggio	110 V-240 V, 50/60 Hz



Ringiovanimento della pelle con touch screen a colori

1. Grande touch screen da 15,6 pollici, design umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle a scelta.
3. Inglese la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

# **High-Intensity Focused Ultrasound**

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Se hai domande sulle apparecchiature di bellezza, sulla ricerca di partner e sull'imprenditorialità nel campo della bellezza, consulta MLKJ!

**Tel/Whatsapp: 86 15965364558**

**E-mail: [sale@mingliangkj.com](mailto:sale@mingliangkj.com)**