



# Medical Diode Laser Hair Removal

1800W+1200W handles


## **Perché tutti i saloni di bellezza e le estetiste scelgono il titanio**

1. Professionista. abbiamo più di 14 anni di esperienza nell'area delle macchine di bellezza di fascia alta.
2. Sicurezza. nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
3. Sistema di refrigerazione TEC, raffreddamento rapido, che consente di ottenere una depilazione indolore.
4. Popolare. Tripla lunghezza d'onda: 755 nm 808 nm 1064 nm, adatta a tutti i tipi di pelle, i peli fini della pelle nera possono essere facilmente rimossi.
5. Alta energia. La dimensione del punto più grande, 20-40 milioni di colpi, distrugge efficacemente i follicoli piliferi, la depilazione permanente. Promuovi anche la velocità e l'efficienza del trattamento.

## **Spettacolo di maniglie**






# Laser show Handle laser bar optional



⊙ 10bar


⊙ 12bar

⊙ 16bar



# Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Feedback del cliente

# Treatment Comparison



**Si prega di consultarci per maggiori dettagli.  
24 ore online!**