

Hair Removal+Tattoo Removal

2in1 machine



Diode laser handle



Picosecond handle



Rimozione del tatuaggio laser a picosecondi 532 755 1320 1064 nm
q switch e macchina per la rimozione dei tatuaggi laser yag

Machine introduction



Qualità artigianale, riflette i dettagli estremi Design razionale 1. Il prodotto ha un aspetto nuovo ed è venduto principalmente come modello caldo 2. Staffa della maniglia regolabile, resistente e durevole 3. Maniglia antiscivolo, design ergonomico 4. Tubo di collegamento per trattamento esteso

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



Dimensioni più piccole 1. Adottare componenti principali delle apparecchiature mediche. La dimensione della macchina è più piccola. 2. Trasporto transfrontaliero inferiore rispetto alle macchine tradizionali. 3. La maniglia è più piccola e più comoda da usare



5 testine di trattamento, design del filo esterno staccabile e girevole

1. 532: Rimuovere i tatuaggi colorati.


2. Testa a nido d'ape 755: utilizzata per rimuovere macchie senili, lentiggini e cloasma. pochi danni alla pelle

3. Parametro regolabile 1064: per la rimozione del tatuaggio, la schiaritura delle sopracciglia


4. Parametro non regolabile 1064: utilizzato per rimuovere tatuaggi e schiarire le sopracciglia

5. 1320: trattamento di ampie aree, spot ampio, velocità di trattamento elevata e buon effetto

Working Principle




Meccanismo a cassetta Q-switch in pietra importato, l'intero laser solido, senza sostituire Q-switch. Rimozione del tatuaggio. Rimuovere i pigmenti del tatuaggio neri, blu, marroni e rossi su sopracciglia, linea degli occhi, linea delle labbra e altre parti del corpo. Rimuovere segni di nascita, nevo di ota e macchioline cutanee. Tecnologia laser ad alta sabbatura istantanea, standard internazionale di produzione, test tecnico rigoroso. Una soluzione a una varietà di problemi della pelle.



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



Macchina per la depilazione laser professionale nd yag 2 in 1 Attrezzatura di bellezza multifunzionale

- * Barra laser importata da Dilas USA o Germania, maggiore durata.
- * Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non hanno bisogno di cambiare nuova maniglia.
- * 3 onde 1064nm 808nm 755nm, è possibile utilizzare 3 in 1 per tutti i tipi di pelle



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Utilizzo sicuro su tutti i tipi di pelle

1.Alex 755nm per pelle chiara

2. Diodo di velocità 808 nm per la pelle gialla

3.Long Pulse 1064nm per la pelle più scura

CLINICAL EFFECT



Visualizzazione dello schermo

Grande touch screen a colori reali da 12,1 pollici

Esperienza tattile super cool

6 lingue a scelta, è possibile aggiungere una lingua speciale

Sono accettati i servizi OEM, ad esempio la regolazione dei parametri e l'inclusione dell'ambito energia/frequenza/tempo



Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

***Maggiori dettagli sul prodotto e metodi di applicazione, non esitare a consultarci!
Servizio online 7*24 ore!***