



Vantaggio del prodotto: ringiovanimento della pelle

La maniglia IPL utilizza la lampada del Regno Unito, 150.000-30.000 scatti. Dimensioni spot 15 * 50 mm. Le prestazioni di raffreddamento sono eccellenti.

Utilizza il touch Schermo LCD a colori super sensibile da 8,4 TFT, tutte le impostazioni dei parametri possono essere completate facilmente qui.

Aggiungi il tuo Logo e la tua lingua nella macchina.



A proposito di maniglia

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Adatto a tutti i tipi di pelle, risultati di trattamento ad alta efficacia.



Ringiovanimento della pelle con touch screen a colori da 8,4 pollici

1. Grande touch screen da 8,4 pollici, progettato in modo umanizzato

2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglese/la tua lingua madre.
4. Servizio gratuito del programma OEM (logo/sistema...)

Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu

8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:

5 options for skin treatment



IPL mode:

operation interface




Multi-language screen:

6 languages for your choice



System setting



System setting

Informazioni sulle dimensioni

Sonda	IPL: lampada britannica importata da 15 * 50 mm
Lunghezza d'onda	420/510/560/585/640/690/755 nm
Tutta la vita	150.000-30.000 colpi
Screen	Touch screen colorato da 8,4 pollici
Sistema di raffreddamento	Sistema 3 in 1 di raffreddamento TEC da 1200 W raffreddamento ad aria raffreddamento ad acqua
Garanzia	2 anni per la macchina
Tappo	USA, UE, AU, 110 V e 220 V
Il peso	30 kg
Logo	Aggiungi il logo gratuitamente
Lingua	Qualsiasi lingua come la tua

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation