



Magnetic Muscle Sculpting

Shape the perfect figure

[Understand more](#)



Descrizione del prodotto

Body Shaping
Fat Reduce Machine

↑
+16%
Estimated increase
in muscle mass

↓
-19%
Estimated fat
reduction

Two smaller images at the bottom show the device from a side profile and a top-down perspective.

Come funziona questa macchina?

Adotta l'elettromagnetico pulsato ad alta intensità per costruire muscoli e toni per l'addome, le braccia, le gambe e i glutei.

Costruzione muscolare

Le contrazioni sovramassimali intense stimolano la reazione dei muscoli. L'energia ricostruisce la struttura interna, provocando la ricrescita delle cellule muscolari, la creazione di proteine e catene di fibre muscolari. Questa procedura porta i risultati in una maggiore densità e volume muscolare.



Rimozione del grasso

La costruzione muscolare migliora il rilascio di adrenalina, che porta un evidente effetto che porta alla lipolisi sovramassimale nelle cellule adipose.

Circolazione del miglioramento linfatico

Le onde elettromagnetiche stimolano l'emoglobina, aumentano il flusso sanguigno, la circolazione linfatica. La procedura aumenta l'eliminazione naturale delle cellule adipose morte. COMPETITIVITÀ


Alta intensità

TeslaSculpt si basa sull'energia magnetica ad alta intensità, che potrebbe ricoprire i grandi muscoli scheletrici del corpo umano, e questo alto livello di energia permette la risposta muscolare con un profondo rimodellamento della sua struttura interna.






Work principle



Treatment demonstration



Before and After



Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

Alta intensità

TeslaSculpt basato sull'energia magnetica ad alta intensità, che potrebbe coprire i grandi muscoli scheletrici del corpo umano, e questo alto livello di energia permette la risposta muscolare con un profondo rimodellamento della sua struttura interna.

Stimolazione più forte

La bobina a doppio strato genera effetti elettromagnetici ad alta intensità più profondi e più forti.

Tecnologia di raffreddamento a liquido

TeslaSculpt dotato di applicatori raffreddati a liquido che consentono un funzionamento prolungato senza

alcun problema di surriscaldamento.

Doppia scultura

Due applicatori di stimolazione magnetica per trattare tutte le tue preoccupazioni in modo indipendente o simultaneo.




BUILD MUSCLE

The muscle contracts 30000 times with high frequency and intensity, so as to train and increase muscle density and volume

REDUCE FAT

The ultimate

contraction of muscle needs a large amount of energy supply, so the fat cells beside the muscle are also consumed, leading to natural apoptosis and effective reduction of fat thickness



Muscle Sculpt

Exercising the abdominal muscles, shaping the vest line / exercising the hip muscles, creating the peach hips / exercising the abdominal oblique muscles, and shaping the mermaid line.