

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Descrizione del prodotto

----- Depilazione permanente sicura su tutti i tipi di pelle; nessun dolore, molto confortevole durante il trattamento;

----- Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...

----- Puoi scegliere 808 nm o 755 808 1064 nm manico, trattare efficacemente tutti i capelli colorati.

----- Raffreddamento rapido di 1 minuto. Frequenza 1-10 Hz. Trattamento veloce!!!-

NEW



NEW





Per maggiori dettagli sul prodotto, vi preghiamo di inviarci una richiesta ora.
Abbiamo un servizio di comunicazione online 24 ore su 24!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



A proposito di Maniglia

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



755 808 1064nm per tutte le diverse depilazione della pelle.

- * Barra laser importata coerente USA.
- * 10-40 milioni di colpi (più recente barra laser dorata)
- * 10bar 12bar 16bar, tra cui scegliere.
- * 1000w/1200w/1600w grande potenza,



Effetto del trattamento

Before and After

Treatment comparison



