



לייזר דיודה להסרת שיער בלייזר מחהיתרון של 1064 808 755

1. Technology-ננומטר מ 1064 808 755.
 2. להסרת כל סגנון העור והשיער.
 3. יעיל עבור זקיקי השיער לייצר הצטברות חום, הסרת שיער לצמיתות ללא כאבים.
 4. כמעט ללא פיזור עור, ללא פגיעה בעור ובלוטות הזיעה, ללא צלקת, ללא כל תופעת לוואי
 - ב-1 מערכת. 24 שעות יכולת עבודה 3 TEC 5. מערכת קירור 3 ב-1: קירור אוויר קירור מים קירור
 6. גודל נקודה גדולה 12*35 מ"מ, צמצם את זמן הטיפול עבור 1/5 מקורי
 7. הוסף לוגו ושפה בחינם
- ...מתאים לכל שיער לא רצוי באזורים, כמו פנים, זרועות, בתי שחי, חזה, גב, ביקיני, רגליים**
יש לו גם חידוש העור והידוק העור בו זמנית.



תיאור מוצר



פרטי ידית:

1) הסרת שיער בלייזר דיודה אינה כואבת

2) הסרת שיער לצמיתות בטוחה בכל סוגי העור


3) קריסטל ספיר לקירור קרח, להסרת שיער ללא כאבים

תהליך טיפול ללא כאבים, נוח לקרח



1) השתמש במשאבת לחץ גבוה מיובאת מאיטליה, תוחלת חיים ארוכה יותר ב-40,000,000

(2) מסגנים, 1 מסנן לריכוך מים, 1 מסנן לטומאה נפרד.
 (3) כוח גבוה, אנרגיה חזקה, לקבל אפקט הסרת שיער טוב



עיצוב ידית חדש

1064 808 755 ננומטר טכנולוגיה
 1200w 12 אגודל ספוט 20*12 מ"מ, 10 בר 1000
 1600 פסים 35*12 מ"מ, 16 פסים 1600
 חליפות לטיפול בכל סוגי העור והשיער

Treatment Effect



!!!!!!! 24!!