



EMF 2020 2020 Ems hiemt pro machine EMF 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 EMS 2020



EXFU FindX

Illuminate your beauty

Strip design

4 Handles

Compact system

Multifunctional

איך המכונה הזו עובדת?


הוא מאמץ אלקטרומגנטי פועם בעוצמה גבוהה לבניית שרירים וטונים עבור הבטן, הזרועות, הרגליים והישבן

Four handles work together

30 Mins Treatment = 30,000 Workouts

בניית שרירים

ההתכווצויות העל-מקסימליות האינטנסיביות מעוררות את תגובת השרירים. האנרגיה משחזרת את המבנה הפנימי, וגורמת לצמיחה מחודשת של תאי שריר, ליצירת חלבון ושרשראות סיבי שריר. הליך זה מוביל את התוצאות בצפיפות ונפח שרירים גבוהים יותר.



ניתן לבחור מגוון סגנונות ומפרטים

הסרת שומן

בניית השריר משפרת את שחרור האפינפרין, מה שמביא השפעה ברורה שמובילה לעל-מקסימלית ליפוליזה בתאי שומן. מחזור של שיפור לימפתי

הגלים האלקטרומגנטיים מעוררים את ההמוגלובין, מגבירים את זרימת הדם, מחזור הדם הלימפתי. התהליך מגביר את סילוק תאי השומן המתים באופן טבעי.

עוצמה גבוהה

מבוסס על אנרגיה מגנטית בעוצמה גבוהה, שיכולה לכסות את שרירי השלד הגדולים של גוף האדם, ורמת TeslaSculpt האנרגיה הגבוהה הזו מאפשרת תגובת שריר עם שיפוץ עמוק של המבנה הפנימי שלו.

SCREEN 4K HD



גירוי חזק יותר

סליל שכבה כפול יוצר אפקטים אלקטרומגנטיים עמוקים וחזקים יותר בעוצמה גבוהה

טכנולוגיית קירור נוזלי

מצויד באפליקטורים מקוררים בנוזל המאפשרים פעולה לאורך זמן ללא כל בעיית התחממות יתר **4 אפליקטורי TeslaSculpt**

גירוי מגנטי לטיפול בכל הבעיות שלך באופן עצמאי או בו זמנית

Effect comparison



Before

Five weeks later

Eight weeks later



Before

After a month

Before

After a month



Before

After a month

Before

After a month

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□ **24!**