

2021 Salon Queen

Trending Model 1600W Laser
4K Smart Screen

Newest Germany Tech
Super Ice Cooling, Pain-free
Get most comfortable treatment



Już teraz pomóż klientom ze 102 krajów robić dobre interesy.

Różne szablony do wyboru.

Opis produktu



Zalety

1. 3 fale Yag 1064nm dioda 808nm Alex 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry

Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji


2. Duży rozmiar plamki 12*20mm, 12*35mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.


4. Długa żywotność: podwójna gwarancja podtrzymania życia



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Bezpieczne stosowanie na wszystkich rodzajach skóry

Alex 755nm dla jasnej karnacji

Speed Diode 808nm dla żółtej skóry

Długi impuls 1064 nm dla ciemniejszej skóry


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Funkcje i laser diodowy

1. Pasek laserowy: importowany pasek laserowy US Coherent/Dilas brand
2. 3 fale: 755nm 808nm 1064nm 3 w 1
3. Rozmiar płamki: 12*20mm, 12*35mm
4. Moc: wysoka moc 1000 W 1200 W 1600 W i OEM
3. Chłodzenie: Super chłodzenie rozpoczyna się zamrożenie w ciągu 1 minuty, 24 godziny kontynuuj pracę



35mm

before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient

Gwarancja bezbolesności

System chłodzenia Super TEC Szybkie chłodzenie 1 minuta zamrożenia

Najniższa temperatura -22°C

Before and After

Treatment comparison



Oprogramowanie

1. Łatwy start: w oparciu o męskie i żeńskie/6 części ciała, dodaj 6 rodzajów skóry, ustawiając inteligentne oprogramowanie
2. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
3. Dostępna usługa programu OEM (logo/system...)

